

LGUex 1500

MediLine



Volume lordo/utile	139/129 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	601/618/820
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	454/450/663
Consumo energetico in 365 giorni	294 kWh
Intervallo della temperatura	+10°C a +35°C ¹
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	45 dB(A)
Valore collegamento	1.0 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	statico
Sbrinamento	manuell
Vani di temperatura	-9°C a -26°C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio/bianco
Materiale porta	Acciaio
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	Comando elettronico
Display	digitale esterno
Segnale di allarme	ottico e acustico
Interfaccia	RS 485
Contatto a potenziale zero	sì
SmartCoolingHub	
Numero di cassette	3
Numero di cestelli	1
Numero massimo di cestelli	4
Griglie di appoggio vano congelatore	4
Altezza scomparti in mm	1 x 149
Maniglia	Maniglia con meccanismo di apertura integrato
Serratura	di serie
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	destra reversibile
Isolamento	55 mm
Peso lordo/netto	45/42 kg
EAN-Nr.	9005382237298

¹ Indicates the ambient temperature at which the device can be operated safely.